

## **ATIVIDADE ORIENTADA 01 – “TÉCNICAS DE COLORAÇÃO DE GRAM”**

### **1. DESCRIÇÃO**

A atividade sobre o método de Coloração de Gram propõe tratar de questões referentes à preparação de realização do método em ambiente de laboratório, considerando a identificação e utilização adequada dos equipamentos e procedimentos.

### **2. DATA INÍCIO DE DISPONIBILIDADE PARA O ALUNO**

09 de agosto de 2018.

### **3. VALIDADE DA ATIVIDADE**

19 de agosto de 2018.

### **4. PONTUAÇÃO**

2,0 pontos.

### **5. ORIENTAÇÕES GERAIS**

- O acadêmico deverá realizar todas as atividades oferecidas pela plataforma “Telelab”, para as técnicas de coloração de Gram.
- Após as atividades, deve-se realizar a avaliação.
- Será aprovado o aluno que obter nota igual ou superior a 7.
- Ao final, o aluno deverá fazer download do certificado de conclusão do curso e anexar à plataforma, para conferência e pontuação da atividade.

### **6. LINK PARA ACESSO À ATIVIDADE**

O aluno deverá acessar o seguinte link para realização da atividade:

<https://telelab.aids.gov.br/index.php/component/k2/item/96-tecnicas-de-coloracao-de-gram>.

Bons estudos.

Att.  
Professor Douglas Gabriel Pereira